



COMPTE D'ADDIS-HAMBURGER

Recommandations pour un bon recueil

- **Définition**

Le compte d'ADDIS-HAMBURGER ou HLM (Débit Hématies-Leucocytes Par minute) consiste à apprécier le débit des hématies et des leucocytes urinaires selon un protocole standardisé, nécessitant la mesure du débit urinaire.

- **Prélèvement**

Trois heures avant le réveil habituel, **se lever et uriner en totalité dans les WC** afin de vider complètement la vessie.

Boire un quart de litre d'eau environ.

Se recoucher et **rester allongé et à jeun pendant 3 heures**.

A la fin des 3 heures, se lever et uriner dans le flacon fourni par le laboratoire.

Recueillir impérativement la totalité des urines.

N.B. Si des urines sont émises avant la fin des 3 heures, les recueillir dans le flacon

- **Conservation et transport**

Pour optimiser la qualité de l'analyse, le prélèvement doit être transmis au Laboratoire assez rapidement, si possible au maximum 2 heures après la fin du recueil, **accompagné de la fiche d'identification complétée.**

LBM FRANCES & BARCELO 58 Bd du Minervoies 11800 TREBES

Tél. 04 68 78 89 69

Fax. 04 68 78 51 88